

Кому:

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Приморскому краю 690090, г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, д. 2 t025@fas.gov.ru

«05» ноября 2021 года

лицо, подавшее жалобу:

ООО «ДВ КОНТИНЕНТ» ИНН2508126840
692924, Приморский край, город Находка,
Ленинградская улица, дом 10, квартира 67
dvcontinent@gmail.com
Тел. +7 (924) 246-81-10
Генеральный директор Медведев Д.Н.

лицо, действия которого обжалуются:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"КРАЕВАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"
692548, Приморский край, г Уссурийск,
с Заречное, ул. Пионерская, дом 1, корпус а
kpb-1@mail.ru
Тел. +7 (423) 4322035
Оператор торговой площадки:
РТС-тендер
www.rts-tender.ru

ЖАЛОБА

на действия Заказчика: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАЕВАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1"
(извещение N 32110712701 от 11.10.2021 года)

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru размещено извещение на осуществлении закупки
Поставка перчаток извещение N 32110712701 от 11.10.2021 года.

Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке РТС –Тендер.

В соответствии с документацией о закупке предметом закупки является Поставка перчаток.

Считаем, что закупка размещена с некорректным техническим заданием.

1. Согласно Информационной карты п.4.3 (Описание предмета аукциона в электронной форме в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ) должно быть В соответствии с
Описанием предмета закупки (Раздел 5 настоящей документации), по п.3,4,5 документации
требуется перчатка по наименованию Смотровая **нестерильная**, а в описательной части
«Стерильное изделие» изготовленное из латекса гевеи. Тем самым Заказчик вводит в
заблуждение участников закупки.

22.10.2021 года был подан запрос на разъяснение, для уточнения данной информации.

Заказчик разместил измененную документацию, но с той же противоречащей информацией **Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)**, тем самым указанные требования заказчика не позволяют однозначно понять какие именно перчатки требуются Заказчику.

При чем в измененной документации имеется и второе техническое задание: Приложение №2, которое еще больше вводит в заблуждение участников закупки, так как в Информационной карте на него нет вообще никаких ссылок.

ПРИМОРСКОЕ УФАС РОССИИ
входящая № 8015

«08»11 2021

04-нояб-жалоба (05.11.21) 24

Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание)

Разночтения:

п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед.изм.	Кол-во
3	Перчатка смотровая латексная нестерильная неопудр. S	<p>Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения.</p> <p>Длина для фиксации на предплечье - Не менее 240 мм Обработка поверхности для удобства одевания - текстурный рисунок по всей наружной поверхности Поверхность перчатки для удобства одевания - неопудренная AQL готовой продукции для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. - не более 1,5 Материал - латекс Манжета для фиксации на предплечье - с валиком Размер - S</p>	пара	6 200
4	Перчатка смотровая латексная нестерильная неопудр. M	<p>Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения.</p> <p>Длина для фиксации на предплечье - Не менее 240 мм Обработка поверхности для удобства одевания - текстурный рисунок по всей наружной поверхности Поверхность перчатки для удобства одевания - неопудренная AQL готовой продукции для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. - не более 1,5 Материал - латекс Манжета для фиксации на предплечье - с валиком Размер - M</p>	пара	12 000
5	Перчатка смотровая латексная нестерильная неопудр. L	<p>Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки</p>	пара	12 000

	используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового приме Длина для фиксации на предплечье- Не менее 240 мм Обработка поверхности для удобства одевания - текстурный рисунок по всей наружной поверхности Поверхность перчатки для удобства одевания - неопудренная AQL готовой продукции для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. - не более 1,5 Материал - латекс Манжета для фиксации на предплечье - с валиком Размер - L		
--	--	--	--

2. Так же считаем, что имеются разночтения по техническому заданию по п. 9, 10,11

В наименовании товара п.9,10, Перчатки **хлоропеновые**, в описательной части из **полихлоропрена (неопрена)**, а в дополнительных характеристиках: Материал - **хлоропрен (неопрен)**.

В наименование товара п. 11, Перчатки **неопреновые**, в описательной части из **полихлоропрена (неопрена)**, а в дополнительных характеристиках: Материал - **неопрен**.

Хлоропрен или полихлоропрен или неопрен является одним и тем же материалом (согласно справочника), не понятно с какой целью Заказчик применил столько разных видов трактовки данного материала, тем самым вводя в заблуждение потенциальных участников закупки.

Так же по данным позициям был подан Запрос от 19.10.2021 года на разъяснение цвета перчаток, в ответе которого была информация, что цвет исключен и внесены изменения в документацию. Однако в новой редакции **Раздел 5. Описание предмета закупки (техническое задание / спецификация)**, данные цвета почему-то остались.

п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед.изм	Кол-во
9	Перчатка Хлоропеновая нестер. Неопудр. текстуриров. на пальцах XS	Нестерильное изделие, изготовленное из полихлоропрена (неопрена) для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используются в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от загрязнений и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. Длина для фиксации на предплечье - Не менее 240 мм Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. - не менее 0,12 мм Обработка поверхности для удобства одевания - текстурный	пара	4 000

		<p>рисунок в области пальцев</p> <p>Поверхность перчатки для удобства одевания - без опудривания, не содержит латекса</p> <p>AQL готовой продукции для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. - не более 1,5</p> <p>Материал - хлоропрен (неопрен)</p> <p>Манжета для фиксации на предплечье - с валиком</p> <p>Вес для определения соответствия перчатки требованиям при поставке - не менее 5,8 гр.</p> <p>Цвет для предварительной диагностики, визуальной оценки характера биологической жидкости. - розовый или красный</p> <p>Размер - XS</p>		
10	<p>Перчатка</p> <p>Хлоропреновая нестер.</p> <p>Неопудр.</p> <p>Текстуриров.</p> <p>На пальцах М</p>	<p>Нестерильное изделие, изготовленное из полихлоропрена (неопрена) для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используются в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от загрязнений и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения.</p> <p>Длина для фиксации на предплечье - Не менее 240 мм</p> <p>Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. - не менее 0,12 мм</p> <p>Обработка поверхности для удобства одевания - текстурный рисунок в области пальцев</p> <p>Поверхность перчатки для удобства одевания - без опудривания, не содержит латекса</p> <p>AQL готовой продукции для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. - не более 1,5</p> <p>Материал - хлоропрен (неопрен)</p> <p>Манжета для фиксации на предплечье - с валиком</p> <p>Вес для определения соответствия перчатки требованиям при поставке - не менее 5,8 гр.</p> <p>Цвет для предварительной диагностики, визуальной оценки характера биологической жидкости. - розовый или красный</p> <p>Размер - М</p>	пара	4 000
11	<p>Перчатки</p> <p>Неопреновые нестер.</p> <p>Неопудр. S (6-7)</p>	<p>Нестерильное изделие, изготовленное из полихлоропрена (неопрена) для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используются в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от загрязнений и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и</p>	пара	3 700

	<p>комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения.</p> <p>Длина для фиксации на предплечье - Не менее 240 мм</p> <p>Одинарная толщина (в области пальцев) для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. - не менее 0,10 мм</p> <p>Обработка поверхности для удобства одевания - текстурный рисунок по всей наружной поверхности</p> <p>Поверхность перчатки для удобства одевания - без опудривания, не содержит латекса</p> <p>AQL готовой продукции для применения при продолжительных операциях в условиях повышенного риска. - не более 1,5</p> <p>Материал - неопрен</p> <p>Манжета для фиксации на предплечье - с валиком</p> <p>Вес для определения соответствия перчатки требованиям при поставке - не менее 8,5 гр.</p> <p>Цвет для предварительной диагностики, визуальной оценки характера биологической жидкости. - зеленый или синий</p> <p>Размер - S (мал.)</p>		
--	--	--	--

3. Кроме того, согласно Информационной карты п.5.3 (Сроки поставки товара): Поставка товара осуществляется **со дня заключения договора по 14.11.2022г.** в рабочие дни с 09: 00 ч. до 15:00 ч. местного времени (г. Уссурийск), транспортом поставщика со всеми необходимыми документами, в сроки, указанные в графике поставок (приложение № 3 к договору). Считаем, что так же в данной трактовке имеются разночтения, тем самым указанные требования заказчика не позволяют однозначно понять в какой именно срок нужно будет поставить товар: **со дня заключения контракта** (так как контракт будет подписан раньше, чем указаны сроки в графике поставки) или все-таки по графику поставок.

На основании вышеизложенного

ПРОСИМ:

1. Приостановить закупку в части заключения контракта до рассмотрения настоящей жалобы по существу.
2. Провести внеплановую проверку на соответствие действий заказчика положениям Закона о контрактной системе.
3. Обязать Заказчика привести документацию в соответствие с требованиями текущего законодательства.

Приложение:

- 1) Документация Измененная с сайта <https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/documents.html?regNumber=32110712701>
- 2) Ответ на запрос №1
- 3) Ответ на запрос №2
- 4) Решение единственного учредителя
- 5) Приказ на директора.

Генеральный директор Медведев Д.Н.

